

【製品試験成績書】

SM-2007-28

제 품 명	출입통제용 안면인식 발열검사기	Model No.	STC-100	검 사 자	서주민/이희수
		제작일자	출고 시험성적서	검사일자	2020.07.28~31
제작부서	생산부	시 료 수	50EA	Serial No.	
불량구분 CODE	1. 대분류 : 성능(A), 외관(B)		Manufacturing Company		
	2. 중분류 : 치명(0), 중(1), 경(2)		(주)시스매니아		
	3. 소분류 : 작업(0), 설계(1), 자재(2)				

【검사 항목 및 결과】

구 분			검 사 및 결 과		비 고
No.	항 목	기 준	일반검사	판 정	
1	Part Name	사양일치 확인	사양일치 확인	양 호	
2	Serial No.	제품일치 확인	제품일치 확인	양 호	
3	외관검사	변형 및 청결도	변형 및 청결도	양 호	
4	구 조	결함 여부	결함 여부	양 호	
5	도장상태	도색, 개폐상태 여부	도색, 개폐상태 여부	양 호	
6	온도TEST	온도계측기	온도 오차범위	양 호	± 0.3℃
7	포장검사	청결도	청결도	양 호	

【종합 판 정】

Serial No.	불량 Code	불량명	불량 발생 원인	판 정
	없음	없음	없음	합 격
검사 기준	Model, 사양, 온도계측기를 통한 온도시험			제출처
종합 의견	완성품 샘플 검사			
	사양검토 및 동작 이상 없음			

본사/공장 : 우)445-956 경기도 화성시 우정읍 버들로 685-1 TEL)031-494-3501, FAX)031-495-3501

부산지점 : 우)626-740 부산광역시 남구 수영로 312, 21센츨리시티 1033호 TEL)051-805-3501, FAX)055-381-3501

Digitotal
sysman!a


주식회사 시스매니아



1. 정밀온도발생기 : 온도를 설정하면 앞면의 발열창이 설정 온도값으로 정확하게($\pm 0.1^{\circ}\text{C}$) 셋팅되는 장비



2. 비접촉 체온계 : 이마 등 직접 접촉하지 않고 온도를 측정하는 의료기기



3. 정밀온도발생기의 표면온도 오차확인

4. 제품 온도 오차 측정



본 검사는 당사 ISO 9001 품질관리 내부지침에 의거 품질검사에 적용하는 표준공정이며, 모든 출고품은 $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ 이내의 오차 범위를 보증합니다.

(주)시스매니아 대표이사 지창환

